

Anti-Ykl-40/Chi3L1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P36222

Artikelnummer: CM0003455



Einführung

YKL-40/CHI3L1 Kaninchen mAb (rekombinant) für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Spezifisch für humanes YKL-40, Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Entzündungen, Gewebsumbau und Biomarkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YKL-40/CHI3L1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
Spezies	Mensch
GenID	1116 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 284-383 von humanem YKL-40/CHI3L1 (NP_001267.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36222
Proteinmasse	43 kDa
Versand	Eisbeutel