


Anti-Ykl-40/Chi3L1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q61362

Artikelnummer: CM0011075



Einführung

Anti-YKL-40/CHI3L1 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für Mausproben in WB, IP, IHC-P, ELISA. Zielgerichtet gegen Chitinase-3-ähnliches Protein 1 (CHI3L1/BRP39), das an Gewebemodellierung und Th2-Entzündungen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YKL-40/CHI3L1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	Gp39; Brp39; Chil1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	1116
GenID (Maus)	12654
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 30-389 von Maus Chi3l1 (NP_031721.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61362
Proteingewicht	43 kDa/44 kDa
Versand	Eisbeutel