

Anti-Ykl-40/Chi3L1 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P36222

Artikelnummer: CM0030030



Einführung

YKL-40/CHI3L1 Kaninchen pAb validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-CHI3L1, ein 43 kDa Lektin, das an Entzündungen und Gewebsumbau beteiligt ist. Ideal für IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YKL-40/CHI3L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	GP39; ASRT7; GP-39; YK-40; YKL40; CGP-39; YKL-40; YYL-40; HC-gp39; HCGP-3P; hCGP-39; YKL-40/CHI3L1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1116
GenID	1116
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-383 von YKL-40/CHI3L1 (NP_001267.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36222
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel