

Anti-Yme1L1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ta2

Artikelnummer: CM0009890

Einführung

YME1L1 Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes YME1L1, eine ATP-abhängige Zink-Metalloprotease, die die mitochondriale Morphologie, die Proteinkontrollqualität und die Stressanpassung reguliert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YME1L1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	FTSH; MEG4; PAMP; OPA11; YME1L
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10730
Gen-ID	10730
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 580-773 von humanem YME1L1 (NP_647473.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96TA2
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel