

Anti-Yme1L1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Ta2

Artikelnummer: CM0016611

Einführung

YME1L1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, entwickelt für WB und ELISA, erkennt menschliches, murines und rattespezifisches YME1L1. Ideal zur Untersuchung der mitochondrialen Proteostase und Morphologie. Dieser Antikörper richtet sich gegen die N-terminale Region des menschlichen YME1L1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YME1L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FTSH; MEG4; PAMP; OPA11; YME1L; YME1L1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10730
GenID	10730
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-240 des menschlichen YME1L1 (NP_055078.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96TA2
Proteingewicht	86kDa
Versand	Eisbeutel