


Anti-Yod1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Wb, Elisa) - Q5Vvq6

Artikelnummer: CM0006289



Einführung

Anti-YOD1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Erkennt humanes YOD1, eine Deubiquitinase, die an ERAD und Autophagie beteiligt ist. Aus Kaninchen gewonnener monoklonaler Antikörper.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YOD1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliae	DUBA8; OTUD2; PRO0907; YOD1
Spezies	Mensch
GenID	55432
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 249-348 von humanem YOD1 (NP_061036.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q5VVQ6
Proteinmasse	38 kDa
Versand	Eisbeutel