

Anti-Ypel3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P61236

Artikelnummer: CM0024345

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes YPEL3, validiert für Western Blot und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Apoptose- und Zellproliferationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	YPEL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	YPEL3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	83719
Gen-ID	83719
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-119 von humanem YPEL3 enthält (NP_001138996.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P61236
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel