


Anti-Ypel5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P62699

Artikelnummer: CM0013651



Einführung

YPEL5-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Zielstruktur ist yippee-like 5, eine CTLH-E3-Ligase-Komponente, die an der Zellproliferation beteiligt ist. Molekulargewicht: 14 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YPEL5-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CGI-127; YPEL5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	51646
GeneID	51646
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P62699
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Kühlakku