

## Anti-Ythdc1 Monoklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb - E9Q5K9

Artikelnummer: CM0004070

### Einführung

KO-validierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-Ythdc1 (E9Q5K9), für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen. Rekombinantes Protein-Immunogen, 85 kDa. Kreuzreagiert mit humanem YTHDC1.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO-validiert] Ythdc1 Kaninchen-mAk                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | mKIAA1966; A730098D12Rik; Maus-Ythdc1                                                                                      |
| Spezies           | Maus                                                                                                                       |
| Gen-ID (Human)    | 91746                                                                                                                      |
| Gen-ID            | 231386                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 597-736 von Maus-Ythdc1 (NP_808348.2) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                      |
| SWISS             | E9Q5K9                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 85kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                  |