


Anti-Ythdc1-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Mu7

Artikelnummer: CM0029631



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes YTHDC1, validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Zielt auf das N6-Methyladenosin-Reader-Protein ab, das am alternativen Spleißen und dem RNA-Stoffwechsel beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YTHDC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	YT521; YT521-B; YTHDC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	91746
Gen-ID	91746
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96MU7
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel