

Anti-Ythdf1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Byj9

Artikelnummer: CM0015978



Einführung

Dieser Kaninchen-Anti-YTHDF1-polyklonale Antikörper detektiert humanes, Maus- und Ratten-YTHDF1. Validiert für Western Blot, IF/ICC, IP und ELISA. Nützlich für die Erforschung von m6A-RNA-Modifikationen, mRNA-Metabolismus und Epitranskriptomik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YTHDF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DF1; C20orf21; YTHDF1
Spezies	Human
GeneID (Human)	54915
GeneID	54915
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem YTHDF1 (NP_060268.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYJ9
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel