

Anti-Ythdf1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byj9

Artikelnummer: CM0021903



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen YTHDF1, erkennt Mensch, Maus und Ratte. Validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 61 kDa. Ideal für die Forschung zu m6A-RNA-Modifikation und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	YTHDF1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DF1; C20orf21; YTHDF1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54915
GenID	54915
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 280-390 von menschlichem YTHDF1 entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYJ9
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel