

Anti-Ythdf1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Byj9

Artikelnummer: CM0006467



Einführung

YTHDF1 Kaninchen mAk für WB, IP, ELISA – erkennt spezifisch m6A-modifizierte mRNAs und reguliert deren Stabilität und Translation. Validiert bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Epitranscriptomik-, Krebs- und Neurowissenschaftsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YTHDF1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	YTHDF1; C20orf21; YTH-Domänen-enhaltendes Familienprotein 1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	54915
GenID	54915
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-240aa des menschlichen YTHDF1 (NP_060268.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BYJ9
Proteinmasse	20kDa/60kDa
Versand	Eisbeutel