

Anti-Ythdf2 (Ko Validiert) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Elisa - Q9Y5A9

Artikelnummer: CM0010065



Einführung

KO validierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen YTHDF2, ein m6A-Reader-Protein. Erkennt human, Maus, Ratte. Geeignet für WB, IP, IF/ICC, ELISA. Ideal für die Erforschung von RNA-Metabolismus, Epitranskriptomik und virale Infektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] YTHDF2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51441
GeneID	51441
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 339-565 des humanen YTHDF2 (NP_057342.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5A9
Proteingewicht	62 kDa/57 kDa
Versand	Eisbeutel