

Anti-Ythdf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If - Q9Y5A9

Artikelnummer: CM0021246



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen YTHDF2, ein m6A-Reader-Protein. Validiert für WB, IHC, IF und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Epitranskriptomik- und RNA-Biologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YTHDF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2; YTHDF2
Spezies	Human
GeneID (human)	51441
GeneID	51441
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem YTHDF2 (NP_057342.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5A9
Protein-Gewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel