

Anti-Ythdf3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z739

Artikelnummer: CM0027486



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen YTHDF3, einen m6A-Reader, der die mRNA-Stabilität reguliert. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für die Epitranskriptomik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YTHDF3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DF3; YTHDF3
Spezies	Human
GeneID (Human)	253943
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-275 von humanem YTHDF3 (NP_689971.4) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z739
Proteingewicht	64kDa
Versand	Eistasche