

Anti-Yucca1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Szy8

Artikelnummer: CM0018921

Einführung

Der YUCCA1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper detektiert das YUCCA1-Protein (~46 kDa) von Arabidopsis thaliana mittels WB und ELISA. YUCCA1 ist eine Flavin-haltige Monooxygenase, die an der Auxin-Biosynthese und der Pflanzenentwicklung beteiligt ist. Ideal für die Pflanzenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YUCCA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L23H3.20; L23H3_20; YUC; YUCCA; YUCCA 1; YUCCA1
Spezies	Arabidopsis thaliana
GeneID	829389
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 71-221 von Arabidopsis thaliana YUCCA1 (NP_194980.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9SZY8
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eistasche