


Anti-Ywhah Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q04917

Artikelnummer: CM0030208



Einführung

YWHAH Rabbit pAb detektiert 14-3-3 eta (28 kDa) via WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Hirnsignalübertragung und zur Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YWHAH Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	YWHA1; YWHAH
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7533
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-246 von humanem YWHAH (NP_003396.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q04917
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel