


Anti-Ywhaz (14-3-3 Zeta/Delta) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P63104

Artikelnummer: CM0030341



Einführung

Hochwertiger kaninchen polyklonaler Antikörper gegen menschliches YWHAZ (14-3-3 zeta/delta). Validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Signalwegen und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YWHAZ Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHAZ
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7534
GeneID	7534
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 146-245 von menschlichem YWHAZ (NP_003397.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P63104
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel