

Anti-Yy1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa, Chip - P25490

Artikelnummer: CM0002403



Einführung

Dieser kaninchenmonoklonale Antikörper gegen humanes YY1 (P25490) ist für WB, IF/ICC, ELISA und ChIP validiert. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Transkriptionsregulation und Chromatin-Remodellierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YY1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DELTA; NF-E1; UCRBP; GADEV5; INO80S; YIN-YANG-1; YY1
Spezies	Human
GeneID (Human)	7528
GeneID	7528
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem YY1 (P25490) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P25490
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel