

Anti-Yy2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15391

Artikelnummer: CM0023874

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen YY2 (ZNF631), validiert für WB, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu Transkriptionsregulation und Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YY2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF631; YY2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	404281
GenID	404281
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem YY2 (NP_996806.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O15391
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel