


Polyklonaler Anti-Zap70-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P43403

Artikelnummer: CM0019750



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes ZAP70 (Immunogen: AS 1-300). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der T-Zell-Signalübertragung und der adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZAP70-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7535
GeneID	7535
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des humanen ZAP70 (NP_001070.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43403
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Kühlakku