


Anti-Zap70 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P43403

Artikelnummer: CM0009585



Einführung

Rekombinanter Kaninchen monoklonaler Anti-ZAP70 Antikörper (70kDa). Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für T-Zell-Signalgebung, Lymphozytenentwicklung und adaptive Immunitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ZAP70 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SRK; STD; TZK; STCD; IMD48; ADMIO2; ZAP-70; ZAP70
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	7535
GeneID	7535
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 520-619 von menschlichem ZAP70 (NP_001070.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P43403
Protein-Gewicht	70kDa
Versand	Eistasche