


Anti-Zbed1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O96006

Artikelnummer: CM0029032



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches ZBED1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Geeignet für Transkriptions- und Zellproliferationsforschung; detektiert endogenes ZBED1 bei 78 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZBED1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	ALTE; DREF; TRAMP; hDREF; ZBED1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9189
GenID	9189
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-280 von menschlichem ZBED1 (NP_001164607.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O96006
Proteingewicht	78kDa
Versand	Eisbeutel