


Anti-Zbp1 Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Qy24

Artikelnummer: CM0026603



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen Maus-ZBP1 (DAI/DLM-1) für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt das Z-DNA-bindende Protein 1, einen wichtigen angeborenen Immunsensor, der PANoptose auslöst.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZBP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	Dai; Dlm1; mZaDLM; 2010010H03Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	81030
GenID	58203
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-160 von Maus-ZBP1 (NP_067369.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QY24
Proteinmasse	44 kDa/21 kDa
Versand	Eisbeutel