

## Anti-Zbp1-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H171

Artikelnummer: CM0014782



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen ZBP1 (DAI/DLM-1), validiert für Western Blot und ELISA, reaktiv mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal zur Untersuchung der angeborenen Immunität und von PANoptose-Signalwegen. - Q9H171

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ZBP1-Kaninchen-pAb                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | DAI; DLM1; DLM-1; C20orf183; ZBP1                                                                                    |
| Spezies           | Mensch                                                                                                               |
| Gen-ID (Mensch)   | 81030                                                                                                                |
| Gen-ID            | 81030                                                                                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-170 des humanen ZBP1 (NP_110403.2) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                            |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                               |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                  |
| SWISS             | Q9H171                                                                                                               |
| Proteingewicht    | 46 kDa                                                                                                               |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                             |