


Anti-Zbtb17-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13105

Artikelnummer: CM0014625



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ZBTB17 (MIZ-1), ein Transkriptionsfaktor, der an der Lymphozytenentwicklung und der Zellzyklusregulation beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA, reagiert mit menschlichen, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZBTB17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MIZ-1; ZNF60; ZNF151; pHZ-67; ZBTB17
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7709
Gen-ID	7709
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 121-360 von menschlichem ZBTB17 (NP_003434.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13105
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel