


Anti-Zbtb17 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13105

Artikelnummer: CM0026849



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ZBTB17 (MIZ-1), ein Transkriptionsfaktor, der für die Lymphozytenentwicklung und Zellzyklusregulation entscheidend ist. Validiert für WB, IHC-P, ELISA und reagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZBTB17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	MIZ-1; ZNF60; ZNF151; pHZ-67; ZBTB17
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7709
Gen-ID	7709
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 121-360 des menschlichen ZBTB17 (NP_003434.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13105
Proteingewicht	88 kDa
Versand	Eisbeutel