


Anti-Zbtb48 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P10074

Artikelnummer: CM0029129



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ZBTB48 (TZAP), geeignet für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für die Untersuchung der Telomerlängenregulation und Genexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZBTB48 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	HKR3; TZAP; ZNF855; pp9964; ZBTB48
Spezies	Human
GeneID (Human)	3104
GeneID	3104
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 des humanen ZBTB48 (NP_005332.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P10074
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Eisbeutel