

Anti-Zbtb6 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15916

Artikelnummer: CM0015424

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen ZBTB6 (ZID, ZNF482) für Western Blot und ELISA. Detektiert humanes, Maus- und Ratten-ZBTB6, einen Zinkfinger-Transkriptionsfaktor, der breit exprimiert wird mit den höchsten Gehalten im Gehirn.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZBTB6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliaße	ZID; ZNF482; ZBTB6
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10773
GenID	10773
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-220 von menschlichem ZBTB6 (NP_006617.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15916
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eispackung