

Anti-Zbtb7A/Fbi-1/Lrf Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - 095365

Artikelnummer: CM0003390



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes ZBTB7A (auch bekannt als Pokemon, LRF). Validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal für die Untersuchung von Transkriptionsregulation und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZBTB7A/FBI-1/LRF Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	LRF; FBI1; FBI-1; TIP21; ZBTB7; MNDLFH; ZNF857A; pokemon; ZBTB7A/FBI-1/LRF
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51341
Gen-ID	51341
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-550 von menschlichem ZBTB7A/FBI-1/LRF (095365) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	095365
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel