

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Zbtb8A-Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Br9

Artikelnummer: CM0023047

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ZBTB8A (BOZF1), validiert für WB und ELISA in Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist ein Zinkfinger-Transkriptionsfaktor, der an der Transkriptionsregulation beteiligt ist. Ideal für die Entwicklung von IVD-Assays und für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZBTB8A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BOZF1; ZBTB8; ZNF916A; ZBTB8A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	653121
Gen-ID	653121
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96BR9
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku