


Anti-Zc3H12A Polyclonal Antikörper Für Wb, Elisa - Q5D1E8

Artikelnummer: CM0021359



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes ZC3H12A (MCPIP-1/Regnase-1), eine Endoribonuklease, die die mRNA-Stabilität bei Immunantworten reguliert. Validiert für WB und ELISA, geeignet für Entzündungs- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZC3H12A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZC3H12A; MCPIP; MCPIP-1; MCPIP1; Reg1; dj423B22.1; Endoribonuklease ZC3H12A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80149
Gen-ID	80149
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 339-599 von humanem ZC3H12A (NP_079355.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q5D1E8
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Eisbeutel