

Anti-Zc3H12C-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Mcpip3) Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9C0D7

Artikelnummer: CM0021641

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ZC3H12C (MCPIP3), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanen und murinen Proben. Ideal für die Erforschung der RNA-Regulation und von Endonukleasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZC3H12C-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MCPIP3; ZC3H12C
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	85463
Gen-ID	85463
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 735-883 des humanen ZC3H12C (NP_203748.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9C0D7
Proteingewicht	99 kDa
Versand	Kühlpack