

Polyklonaler Anti-Zc3H14-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Pjt7

Artikelnummer: CM0017976

Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen ZC3H14, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt ZC3H14 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der circRNA-Biogenese und RNA-bindender Proteine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZC3H14-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SUT2, MRT56, UKp68, MSUT-2, NY-REN-37, ZC3H14
Art	Mensch
Gen-ID	79882
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-306 des menschlichen ZC3H14 entspricht (NP_997545.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6PJT7
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Kühlakku