

Anti-Zc3H15 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Wu90

Artikelnummer: CM0014205

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZC3H15 (DFRP1/LEREPO4), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet zur Untersuchung der DRG1-Regulation und GTPase-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZC3H15 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DFRP1; HT010; LEREPO4; MSTP012; ZC3H15
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55854
GeneID	55854
Immunogen	Rekombinantes Protein; rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-300 des humanen ZC3H15 (NP_060941.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8WU90
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Kühlakku