


Anti-Zc3H7A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Iwr0

Artikelnummer: CM0017802



Einführung

Anti-ZC3H7A Kaninchen-polyclonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und Ratten-ZC3H7A, einen Regulator der miRNA-Biogenese. Ideal für die Kernproteinforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZC3H7A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	ZC3H7; HSPC055; ZC3HDC7; ZC3H7A
Art	Mensch
Gen-ID	29066
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-220 von menschlichem ZC3H7A (NP_054872.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8IWR0
Proteingewicht	111 kDa
Versand	Eisbeutel