

Anti-Zcchc10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Elisa - Q8Tbk6

Artikelnummer: CM0020327

Einführung

Anti-ZCCHC10 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für ELISA mit Maus-Kreuzreaktivität. Rekombinantes Immunogen. ZCCHC10 ist ein Zinkfinger-CCHC-Domänenhaltiges Protein, das an Metallbindung beteiligt ist. Geeignet für Forschungsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZCCHC10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZCCHC10
Spezies	Mensch
Gen-ID	54819
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-100 von humanem ZCCHC10 (NP_001287745.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8TBK6
Proteingewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel