

Anti-Zcchc11 Poliklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q5Tax3

Artikelnummer: CM0030247



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen ZCCHC11 (TUT4) für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Validiert für Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu mRNA-Uridylierung und miRNA-Biogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZCCHC11 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	PAPD3; TENT3A; ZCCHC11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23318
GenID	23318
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-290 von menschlichem ZCCHC11 (NP_001009881.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q5TAX3
Proteinmasse	185 kDa
Versand	Eisbeutel