

Anti-Zcchc3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nud5

Artikelnummer: CM0020382

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZCCHC3, validiert für Human und Maus in WB, IF/ICC und ELISA. ZCCHC3 ist ein nukleinsäurebindendes Protein, das an der angeborenen antiviralen Immunität beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZCCHC3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	C20orf99; ZCCHC3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	85364
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9NUD5
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel