

Anti-Zcchc7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N3Z6

Artikelnummer: CM0024067

Einführung

ZCCHC7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Erkennt das 63 kDa Zinkfingerprotein, das im Nukleolus lokalisiert ist; rekombinantes Immunogen für spezifischen Nachweis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZCCHC7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AIR1; HSPC086; ZCCHC7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	84186
GenID	84186
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-231 von menschlichem ZCCHC7 (NP_115602.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8N3Z6
Proteingewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel