


Anti-Zcwpw1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H0M4

Artikelnummer: CM0024849



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZCWPW1, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Geeignet für die Untersuchung von PRDM9-vermittelter Histonmethylierung, meiotischer DSB-Reparatur und männlicher Fruchtbarkeit. Vorhergesagtes Molekulargewicht 72 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZCWPW1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZCW1; ZCWPW1
Spezies	Mensch
Gen-ID	55063
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 389-648 des humanen ZCWPW1 enthält (NP_060454.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H0M4
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel