

Anti-Zdhhc15 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Mv8

Artikelnummer: CM0019924

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Palmitoyltransferase ZDHHC15, geeignet für Western Blotting und ELISA. Nützlich für die Untersuchung von Protein-Palmitoylierung, endosomalem Transport und synaptischer Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZDHHC15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZDHHC15; DHHC15; MRX91; Palmitoyltransferase ZDHHC15
Spezies	Human
Gen-ID	158866
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 231-331 von humanem ZDHHC15 (NP_659406.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96MV8
Proteingewicht	17kDa/38kDa/39kDa
Versand	Eistasche