

Anti-Zdhhc2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uij5

Artikelnummer: CM0020969

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Anti-ZDHHC2-Kaninchenantikörper, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes und Ratten-ZDHHC2, eine Palmitoyltransferase, die an Krebsmetastasierung und synaptischer Plastizität beteiligt ist. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZDHHC2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DHHC2; ZNF372; ZDHHC2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51201
Gen-ID	51201
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 270-367 des humanen ZDHHC2 (NP_057437.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9UIJ5
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel