

Anti-Zdhhc20 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q5W0Z9

Artikelnummer: CM0024046



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ZDHHC20, validiert für WB und ELISA. Dieser Palmitoyltransferase-Antikörper reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben und eignet sich für die Untersuchung von EGFR-Signalgebung, SARS-CoV-2-Spike-Lipidierung und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZDHHC20 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DHHC20; DHHC-20; 4933421L13Rik; ZDHHC20
Spezies	Human
GeneID (human)	253832
GeneID	253832
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 270-365 von humanem ZDHHC20 (NP_001316988.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q5W0Z9
Protein-Gewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel