

Anti-Zdhhc4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Npg8

Artikelnummer: CM0021650

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes ZDHHC4 (Palmitoyltransferase), geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-ZDHHC4 mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von 40 kDa. Ideal für die Palmitoylierungs- und Signalwegsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZDHHC4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZNF374; ZDHHC4
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	55146
Gen-ID	55146
Immunogen	Synthetisches Peptid (Aminosäuren 110-210 von humanem ZDHHC4)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPG8
Protein-Gewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel