

## Anti-Zdhhc8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9ULc8

Artikelnummer: CM0023043

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ZDHHC8, eine Palmitoyltransferase. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Human und Maus. Ideal für die Forschung zu Protein-Palmitoylierung und Cholesterin-Efflux.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | ZDHHC8 Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | DHHC8; ZNF378; ZDHHCL1; ZDHHC8                                                                                               |
| Spezies           | Human                                                                                                                        |
| Gen-ID (Human)    | 29801                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 29801                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 240-380 von humanem ZDHHC8 (NP_037505.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus                                                                                                                  |
| SWISS             | Q9ULC8                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 81kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |