


Anti-Zeb1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P37275

Artikelnummer: CM0011588



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches ZEB1, validiert für WB und ELISA. Geeignet für EMT- und Transkriptionsregulationsstudien, zielt auf den Zinkfinger-E-box-bindenden Homeobox-1-Repressor ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZEB1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHPEP; ZFHX1A; DELTAEF1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6935
Gen-ID	6935
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Protein von menschlichem ZEB1.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P37275
Proteingewicht	116 kDa/122 kDa/124 kDa
Versand	Eisbeutel