


Anti-Zeb1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P37275

Artikelnummer: CM0014416



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen ZEB1, ein Zinkfinger-Transkriptionsfaktor, der am epithelial-mesenchymalen Übergang beteiligt ist. Validiert für WB, IHC-P und ELISA in menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Molekulargewicht: 124 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	ZEB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFHX1A; DELTAEF1; ZEB1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6935
Gen-ID	6935
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 490-710 von menschlichem ZEB1 (NP_110378.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P37275
Proteingewicht	124kDa
Versand	Eisbeutel