


Anti-Zeb1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P37275

Artikelnummer: CM0024928



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper, das auf humanes ZEB1 (Zinc finger E-box-binding homeobox 1) abzielt, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von EMT, Tumorprogression und transkriptioneller Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ZEB1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	BZP; TCF8; AREB6; FECD6; NIL2A; PPCD3; ZFHEP; ZFH1A; DELTAEF1; ZEB1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6935
GenID	6935
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P37275
Proteingewicht	124 kDa
Versand	Eisbeutel